



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA, KTÓRE WSPOMAGAJĄ TWÓJ UKŁAD MOCZOWY



Welland Medical Polska to wyłączny przedstawiciel na terenie Polski firm Lentismed, MBH Qufora, Wellead oraz Tytex

Firmowy Sklep Medyczny Welland Medical
ul. Słomińskiego 19 lok. 505, 00-195 Warszawa
tel. 790 420 041, 790 420 033
e-mail: biuro@cewnikowanie.pl
www.cewnikowanie.pl | www.nefrostomia.com

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Worki MBH Qufora są zaprojektowane z myślą o użytkowniku. Zapewniają maksymalną wygodę i bezpieczeństwo. Opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia, łączą w sobie: wysoką funkcjonalność, nowoczesny wygląd, solidność wykonania.

- ✓ Pakowane pojedynczo w foliowe opakowania łatwe do otworzenia.
- ✓ Dostępne w czterech pojemnościach do założenia na nogę: 350 ml, 500 ml, 750 ml, 1500 ml.
- ✓ Opatentowany zawór urologiczny Q-flow zastosowany przy workach 350 ml, 500 ml, 750 ml.



zawór antyzwrotny



wygodny, bezpieczny zawór odpływowy



wyjatkowo miękka wyściółka fizelinowa



gładki dren nie powoduje ucisku i otarć skóry



długość można indywidualnie dopasować do potrzeb użytkownika



łącznik w kształcie stożka



350 ml (dren 30 cm)



500 ml (dren 50 cm)



750 ml (dren 50 cm)



1500 ml (dren 90 cm)



2000 ml (dren 110 cm)

Worek 1500 ml i worek do nocnej zbiórki moczu 2000 ml posiadają zawór antyzwrotny T-Tape, łatwy w obsłudze jedną ręką. Duże pojemności worka umożliwiają spokojny sen, bez konieczności opróżniania.

REFUNDACJA

Y.04.01.WM, W.01.01.U, W.01.02.U



Komplet 2 sztuk pasków mocowanych na nodze:



- miękkie i elastyczne;
- wyposażone w guziki;
- zapinane na rzepy typu Velcro;
- nie niszczą ubrań;
- można je docinać do żądanej długości.

Od wewnętrznej strony paski posiadają silikonowy wzór w kształcie zygzaka, który skutecznie utrzymuje ciężar worka przy nodze oraz uniemożliwia jego przemieszczanie.

REFUNDACJA

Y.05.01.00.PM, Y.05.01.01.PM

PASEK MOCUJĄCO-OCHRONNY CARE POCKET



Pasek mocująco-ochronny Tytex-Care Pocket do mocowania worka do zbiórki moczu na nodze:

- wykonany z delikatnego, miękkiego i elastycznego materiału,
- łatwy do zakładania,
- doskonale i pewnie mocuje worek na nodze,
- wycisza odgłos płynu,
- odpowiedni do worków 350 ml, 500 ml, 750 ml,
- można go prać w temp. do 60°C,
- posiada certyfikat Oeko-Tex,
- nie zawiera lateksu.

ROZMIAR	OBWÓD UDA w cm
S	30 - 45
M	45 - 65
L	55 - 80
XL	65 - 90



REFUNDACJA


Y.05.01.00.MO, Y.05.01.01.MO

CEWNIK UROLOGICZNY FOLEY'A

Qufora

Silikonowy sterylny cewnik Foley'a przeznaczony do długoterminowego odprowadzania moczu z pęcherza moczowego.


- cewnik zapakowany oddzielnie, w podwójne, sterylne opakowanie;
- dostępny w 5 rozmiarach CH14-16-18-20-22;
- wykonany z silikonu medycznego – gładka powierzchnia zapobiega powstawaniu mikrourazów;
- końcówka typu Nelaton (cylicydryczna) z dwoma przeciwstawnymi otworami drenującymi;
- końcówka zaokrąglona;
- wysoki poziom biokompatybilności zapobiega podrażnieniom błony śluzowej i ryzyku alergii;
- cewnik jest widoczny w badaniu rentgenowskim.



Rozmiar kodowany kolorem



Zawiera zintegrowany balonik



Balonik wypełnia się w sposób symetryczny

REFUNDACJA Y.02.01.S

CEWNIK UROLOGICZNY ZEWNĘTRZNY SILIKONOWY

wellcare

Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn to wygodna alternatywa tradycyjnych cewników, niewymagająca pomocy przy zakładaniu.

- produkty pakowane są pojedynczo;
- posiada szeroką powierzchnię klejącą 4,5 cm;
- zapewnia on doskonałą przyczepność i jednocześnie utrzymanie wilgoci z dala od skóry;
- chroni skórę przed podrażnieniami;
- minimalizuje ryzyko przeciekania;
- doskonale przepuszcza powietrze;
- transparentny – umożliwi sprawdzanie stanu skóry;
- zapewnia dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa;
- kompatybilny ze wszystkimi rodzajami worków do zbiórki moczu.



Zaleca się zmianę cewnika zewnętrznego co 24 godziny.

REFUNDACJA
Y.01.01

HYDROFILOWY CEWNIK UROLOGICZNY LENTISCATH

LentisCath™

- **Łatwy w użyciu**

Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny LentisCath nie wymaga aktywacji wodą. Posiada duże otwory na opakowaniu ułatwiające otwieranie (funkcja szczególnie przydatna dla użytkowników z upośledzoną motoryką).

- **Łatwa i aseptyczna aplikacja**

Posiada powłokę hydrofilową (cewnik 40 cm – 5 cm od złącza; cewnik 20 cm – 2cm od złącza), która zmniejsza tarcie. Dzięki tej funkcji śliska powierzchnia cewnika umożliwia łatwą i bezpieczną aplikację przy zmniejszonym ryzyku uszkodzenia cewki moczowej. Wbudowana bezdotykowa przewodnica zintegrowana z rurką cewnika, zapewnia aseptyczny proces cewnikowania.

- **Wolne od tyksyn i chroniące zdrowie**

Nie zawiera ftalanów zwykle stosowanych jako zmiękczacze tworzyw sztucznych, dlatego jest szczególnie polecany do długotrwałego użytkowania.

- **Atraumatyczny i bezpieczny**

Szczególną uwagę zwrócono na atraumatyczne miękkie oczka polerowane metodą ultradźwiękową, aby zachować zdrową cewkę moczową bez mikrourazów.

- **Wygoda**

Cewnik LentisCath produkowany z wysokiej jakości termoplastycznego poliuretanu (TPU) zatwierdzonego do użytku medycznego. Jego miękkość można dostosować do indywidualnych potrzeb podczas samocewnikowania.

- **W 100% biodegradowalny i przyjazny dla środowiska**

Aluminiowe opakowanie jest w 100% biodegradowalne, nie pozostawia toksycznych składników w glebie ani wodach gruntowych. Rurka cewnika wykonana z TPU, który podlega biodegradacji. Dzięki ekologicznym materiałom wybierając LentisCath, wybierasz środowisko.

- **Dostępne w rozmiarach damskich, męskich oraz dziecięcych**

Rozmiary: CH8-10-12-14-16-18 oraz dwie długości 20 cm i 40 cm.



REFUNDACJA Y.03.01.00.HG, Y.03.01.01.HG

Wykaz wybranych refundowanych produktów urologicznych z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dn. 13 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Kod środka od 01.2024 r.	Wyrób medyczny	Limit finansowania ze środków publicznych	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Dopłata pacjenta	Refundacja NFZ
Y.01.01	Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk	4 zł x 30 limit miesięczny	30%	30%	70% limitu
Y.02.01.S	Cewniki urologiczne wewnętrzne silikonowane do 4 sztuk	20 zł x 4 limit miesięczny	30%	30%	70% limitu
Y.03.01.00.HG	Cewniki hydrofilowe gotowe do użycia dla dorosłych	5,35 zł x 180 limit miesięczny	10%	96,30 zł	866,70 zł
Y.03.01.01.HG	Cewniki hydrofilowe gotowe do użycia dla dzieci	5,35 zł limit miesięczny	0%	0%	963 zł
Y.04.01.WM	Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk	6,50 zł limit miesięczny	0%	0 zł	78 zł
Y.04.01.WU	Worki jednoczęściowe urostomijne do 12 sztuk	16 zł limit miesięczny			192 zł
Y.05.01.00.MO	Pasek mocująco-ochronny do worków do zbiórki moczu 1 sztuka – dla dorosłych	25 zł limit raz na 6 msc	10%	2,50 zł	22,50 zł
Y.05.01.01.MO	Pasek mocująco-ochronny do worków do zbiórki moczu 1 sztuka – dla dzieci	25 zł limit raz na 6 msc	0%	0 zł	25 zł
Y.05.01.00.PM	Paski mocujące do worków do zbiórki moczu do 2 sztuk – dla dorosłych	25 zł limit raz na 6 msc	10%	2,50 zł	22,50 zł
Y.05.01.01.PM	Paseki mocujące do worków do zbiórki moczu 2 sztuki – dla dzieci	25 zł limit raz na 6 msc	0%	0 zł	25 zł

Jeśli masz pytania dotyczące opieki urologicznej lub zasad refundacji – ZADZWOŃ:

Telefoniczne Centrum Pomocy

na telefony czekają pielęgniarki i wykwalifikowany personel medyczny

tel. **790 420 068** lub **790 420 041**

Produkty urologiczne w ramach refundacji dostępne są:

✓ w firmowym sklepie medycznym Welland Medical Polska
ul. Słomińskiego 19 lok.505, 01-195 Warszawa,
e-mail: zamowienia@wellandmedical.pl, tel. **790 420 033**

✓ zlecenie można zrealizować na stronie:

www.cewnikowanie.pl | www.nefrostomia.pl | www.wellandmedical.pl

Właścicielem niniejszego materiału oraz podmiotem prowadzącym reklamę jest Welland Medical Polska Kado sp.ka., 05-119 Legionowo, Łąjski, ul. Gen. Sikorskiego 4a, NIP: 5361909993. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układy zawarte w niniejszym materiale są chronione prawami autorskimi (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Dz.U.2019.1231 tj. z późn. zm.) lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności. Z zastrzeżeniem postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela zabronione jest kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie dla celów publicznych i komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych oraz ich układu. Roszczenia z tytułu naruszenia praw będą dochodzone na drodze sądowej, a czyny karalne zgłaszane właściwym organom ścigania. Producentem wyrobów jest Lentismed doo Chorwacja, Qufora A/S Dania, Tytext A/S Dania, Well Lead Medical Co., Ltd. Chiny.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

edycja: 03-2024